



QUALITÄTSKONTROLLBOGEN AFINION™ TESTSYSTEM

Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH
 Butzweilerhofallee 3
 D-50829 Köln
 Tel: +49 221 27143-0
 Fax: +49 221 27143-400
 serviceDE@abbott.com · globalpointofcare.abbott

Praxis-Adresse:	Messgröße: ACR Test Messmethoden: - Alb: immunochemischer Festphasen-Assay - Crea: enzymatisch-kolorimetrisch System: Afinion™ 2 Seriennummer:	Untersuchungsmaterial: <input type="checkbox"/> Zitratpuffer Max. zulässige Abweichung: - Alb: 15 % - Crea: 12 % (RiliBÄK Dt. Ärzteblatt Jg. 111/Heft 38)
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum Uhrzeit	ACR Test Chargen-Nr./ Lot-Nr.	Analyt/ Parameter	Kontrolle Chargen-Nr./ Lot-Nr.	Einheit	Kontrollproben- Messwert	Zielwert	Zielbereich	Kontrollproben- Messwert im Zielbereich (Alb ± 15 % Crea ± 12%) ja/nein	Freigabe/ Sperrung	Korrekturmaßnahmen Wiederholung falls Toleranzbereich überschritten	Untersucher Name und Unterschrift
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									
		Albumin									
	"	Kreatinin									