



QUALITÄTSKONTROLLBOGEN NYCOCARD® TESTSYSTEM

Abbott Rapid Diagnostics Germany GmbH
 Butzweilerhofallee 3
 D-50829 Köln
 Tel: +49 221 27143-0
 Fax: +49 221 27143-400
 serviceDE@abbott.com · globalpointofcare.abbott

Praxis-Adresse:	Messgröße: HbA1c Test Messmethode: Boronat-Affinitätstest System: NycoCard® Reader II Seriennummer:	Untersuchungsmaterial: <input type="checkbox"/> Vollblut Max. zulässige Abweichung: 10 % (gültig bis Dez 2021) 5 % (neue Rilibäk seit Dez 19) <small>Neufassung RilibÄK, Deutsches Ärzteblatt, Heft 51/52, 23.12.2019)</small>
------------------------	--	--

Datum Uhrzeit	HbA1c Test Chargen-Nr./ Lot-Nr.	HbA1c Kontrollen Chargen-Nr./ Lot-Nr.	Einheit HbA1c mmol/mol oder %	Kontroll- proben- Messwert	Zielwert	Zielbereich	Kontrollproben- Messwert im Zielbereich (HbA1c max. 5 %) ja/nein	Freigabe/ Sperrung	Korrekturmaßnahmen Wiederholung falls Toleranzbereich überschritten	Untersucher Name und Unterschrift